

BALANZA DIGITAL ADULTO CON TALLÍMETRO



Escala médica con tallímetro telescópico duradera. Apto para adultos y niños en escuelas, hospitales y clínicas, centros deportivos, centros de salud, etc. Marcación legible, que se encuentra lo suficientemente alto por encima del suelo, lo que le permite averiguar su peso, incluso para las personas con problemas de visión. La balanza permite obtener la medida de altura y el peso del paciente al mismo tiempo.

- Conexión a red eléctrica 220 vol.
- Memoria de pacientes.
- Batería Recargable con autonomía de 4 a 6 horas.
- Entrega la masa corporal total según peso y medida.
- Panel con botones independientes al panel digital pero insertos en la pantalla de lectura.
- Material: base de metal y soporte de PVC de alta densidad.
- Tallímetro de metal con PVC extensible y si no se utiliza queda guardado en mástil de balanza que incluso no se aprecia por seguridad.
- Base con 4 soportes de PVC ajustables a cualquier tipo de piso.
- Posee ruedas pequeñas en su base para trasladarla.
- Embalaje de espuma PL para la seguridad y protección en su traslado.
- Peso máximo: 150Kg.
- Dimensiones: Alto 132 x Ancho 30 x Largo 55 cm.
- Peso: 12 kg aprox.

