

BALANZA MECÁNICA ADULTO CON CARTABÓN – MOD. 2391 – DETECTO - USA



Esta balanza es imprescindible en hospitales y consultorios, dispone de una barra a la altura de sus ojos permitiéndole a usted y a su paciente un correcto y fácil funcionamiento. Cuenta con un sistema de pesas deslizantes y una barra graduada de 20kg en 20kg para una mejor lectura del peso. Base resistente.

Datos Técnicos

- Capacidad: 200 kg. x 100 g.
- Cartabón desde 76 cm. a 198 cm.
- Plataforma de 27cm. x 37 cm.
- Graduación: 0,1 cm.
- Astil troquelado de lectura doble.
- Barra de pesas deslizantes a la altura de los ojos .
- Dimensiones plataforma: 27cm x 11cm x 37cm.
- Ancho total: 44.5 cm.
- Altura escala: 1.5 m
- Peso bruto: 17 Kg.
- Fabricada en lámina de acero.
- Sistema de pesaje con protección anticorrosiva.
- Barra de lectura en fundición de aluminio en color negro con letras en blanco de una pieza con vista frontal y trasera.
- Estadiómetro de acero con 2 puntos de ensamble.
- Acabado en color blanco con pintura en polvo horneado anticorrosivo.
- Sistema de ajuste por tornillo en forma lateral.
- Cubierta antiderrapante.

