

**MICRO MOTOR NEUMÁTICO CON REFRIGERACIÓN – TERMINAL MIDWEST –
KAVO – BRASIL**



IndusLab[®]

- Micromotor UniK
- Conexión Midwest, 4 vías.
- Conexión INTRAmatic, facilita el acople de las piezas rectas y angulares, sin la necesidad de anillo o botón.
- Velocidad de trabajo variable de 0 a 22.000 rpm.
- Marcha inversa.
- Presión de trabajo 2.2 bar.
- Irrigación externa.
- Rotación izquierda/derecha
- De fácil asepsia
- Marca: KaVo - Brasil