

MUFLA DIGITAL 7 LITROS – MOD. SX-5-12 – FAITHFUL



Horno Mufla de ladrillo refractario para alta temperatura con control de temperatura PID, pantalla digital LED y funciones de temporización y protección de sobrecalentamiento.

Otras características:

- Rango Máximo de Temperatura: 1200 °C
- Volumen: 7 Litros
- Dimensiones de la cámara (útiles): 20 x 12 x 30cms (largo, alto, profundidad)
- Potencia: 5 KW
- Energía: 220V
- Levan. T° (Vacío): Menor o igual 120min