

## LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON CUELLO FLEXIBLE



**Las lámparas de examen médico** son usadas para el diagnóstico médico en la inspección de: ojos, garganta y boca, oídos, nariz y en lugares donde haga falta de iluminación para examinar adecuadamente al paciente.

Tiene un brazo flexible que se puede doblar en todas direcciones y permite obtener mayor eficiencia en el diagnóstico. Además, se puede graduar en altura para ajustar según los requerimientos del doctor.

- Lámpara clínica que posee un cuello flexible que permite direccionar de manera precisa el foco de luz.
- Base Antivuelco cuatro ruedas giratorias de 2 pulgadas.
- Para usar con ampolletas halógenas o infrarrojas (ampolleta no incluida).
- Foco: 16.5 cms de diámetro x 20 cms de profundidad.
- Altura regulable.
- Medidas    Altura máxima: 2.20 mts.  
              Altura mínima: 1.28 mts.
- Peso: 4 Kgs. Aprox.